

Baldinini

DOCUMENTAZIONE TECNICA, RELAZIONE DESCRITTIVA E ISTRUZIONI PER L'USO

BALDININI FACE MASK, MASCHERINA
CHIRURGICA CON ELASTICI

**Confacente alla norma del comma 2
dell'art. 16 del DL 18/2020**

fabbricata in Italia da Baldinini Srl ,
Savignano sul Rubicone (FC)




DESCRIZIONE

- 1) Le Mascherine Chirurgiche "FACE MASK" proteggono da "condizioni atmosferiche di natura non estrema".
 - 2) È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che la mascherina chirurgica fornisca l'adeguato livello di protezione contro il tipo e la concentrazione dei contaminanti nell'ambiente dove deve essere utilizzata.
 - 3) Il tessuto è in TNT tagliato in mascherine chirurgiche con elastici.
 - 4) Permette di trattenere aria non solo negli spazi tra le fibre, ma anche al loro interno, aumentando il potere isolante.
 - 5) Mascherina chirurgica con bassa separazione contro le particelle solide.
 - 6) Non si tratta di presidio medico. Sulla base delle dichiarazioni fornite dai produttori delle materie prime utilizzate per realizzare il suddetto articolo, si dichiara esso NON CONTIENE sostanza soggette alle seguenti restrizioni:
Annex XVII del Regolamento REACH 1907/2006/EC
Regolamento 1169/2011/EU - Annex II (Allergeni)
Direttiva 94/62/EC (Packaging and packaging waste - PPW), EN13428, CR13695 - Cd, Cr, Hg and Pb < 100 ppm
California Proposition 65
Regolamento 1005/2009/EC
Direttiva 2009/48/EC, European Standard EN 71-3:2013 + A3:2018 (sicurezza dei giocattoli), EN 71-9:2005+A1:2007
Echa SVHC: "Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation"
Oeko-Tex Standard 100 in classe 1
 - 7) È inoltre conforme ai seguenti requisiti relativi agli articoli che sono usati a contatto con gli alimenti:
- regolamento 1935/2004/CE per quanto concerne l'intera struttura
- regolamento 2023/2006/CE per quanto riguarda le GMP
- regolamento 10/2011/CE e successivi emendamenti
- e alla seguente legislazione italiana: Decreto ministeriale 21/03/73 e successivi emendamenti
 - 8) L'articolo è Latex Free (esente da lattice) e non contiene alcuna sostanza (additivo, fragranza, tensioattivo, plastificanti, resine, ecc.) aggiunta in massa o con trattamento superficiale che lo possa classificare come tossico o allergizzante.
 - 9) Non si tratta di DPI.
-
- I) L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo della mascherina chirurgica prima dell'impiego.
 - II) È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che la mascherina chirurgica favorisca un adeguato livello di protezione.
 - III) Non modificare o alterare la mascherina chirurgica.
 - IV) Le mascherine chirurgiche non possono essere riutilizzate, ma possono essere lavate con detersivo naturale e disinfettati o passate al microonde.
 - V) La mascherina chirurgica non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati.
 - VI) Non usare in ambiente con insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).
 - VII) La mascherina chirurgica va indossata, rimossa e smaltita correttamente seguendo adeguate procedure.

ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA

- 1) Impugnare la mascherina chirurgica con il palmo della mano, mantenendo gli elastici esterni.
- 2) Posizionare gli elastici dietro le orecchie.



PREZZI

fino a 1.000 pezzi € 2,20 cad.
oltre i 1.000 pezzi € 1,80 cad.
scatole da 50 pz. sacchetti termosaldati singoli

codice prodotto MASCH01GRIL9000

baldinini.it

baldinini@baldinini.it

BALDININI s.r.l. – 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italia – Via Rio Salto 1° Tel. 0541/932898 Fax 0541/932960
Capitale Sociale € 93.000,00 i.v. – Registro Imprese Forlì-Cesena – P.Iva 01727100404 – R.E.A.213070
Show Room: 20121 Milano – Via Montenapoleone, 13 – Tel. 02/76016036 – Fax 02/76025674

Premessa: Il messaggio è strettamente riservato; qualora le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di distruggerlo immediatamente senza visionarne il contenuto e se possibile, darcene gentilmente notizia. Informativa: ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, informiamo il destinatario del presente fax che i suoi dati sono inseriti in banca dati elettronica e trattati sia con modalità informatiche che cartacee dagli incaricati del settore amministrativo e commerciale. I dati non saranno in nessun caso comunicati o diffusi e verranno utilizzati solo per dar corso ai rapporti già in essere ed adempimenti connessi. Ai sensi degli artt. 7-8-9 del medesimo D.lgs. 196/2003 a cui si rimanda per completezza, informiamo inoltre che in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, potrà essere richiesta la modifica o la cancellazione dei dati e sarà possibile opporsi a qualsiasi loro utilizzo, inviando un'e-mail o fax al Titolare Baldinini S.r.l. od al Responsabile per il riscontro all'interessato dott. Juri Torreggiani con studio sito in Reggio Emilia, via Piccard 16/G, tel. 0522 301169, fax 0522 387996. Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, fornita oralmente o consegnata direttamente all'interessato.